

EFFICACITÉ DE L'USAGE UNIQUE, IMAGERIE DE QUALITÉ SUPÉRIEURE

Solutions de cystoscopie à usage unique Ambu®



Ambu



Et si vous pouviez combiner l'efficacité de la solution Ambu® aScope™ 4 Cysto avec une image HD de qualité supérieure ?

C'est désormais possible avec le nouvel aScope™ 5 Cysto HD.

Présentation de l'Ambu® aScope™ 5 Cysto HD

L'aScope 5 Cysto HD vous offre l'efficacité éprouvée de l'aScope 4 Cysto, mais avec une qualité d'image HD supérieure.

Comme pour l'aScope 4 Cysto, il est à usage unique, ce qui évite toute dégradation de la qualité de l'image et vous n'avez pas à vous soucier d'éventuels dommages à votre aScope 5 Cysto HD.

Qualité d'image élevée grâce à la technologie HD

La combinaison d'une puce de caméra haute résolution de l'aScope 5 Cysto HD et de notre écran Full HD le plus innovant, l'Ambu® aView™ 2 Advance, offre une qualité d'image supérieure.

Avec l'aScope 5 Cysto HD et l'aView 2 Advance entièrement compatible, vous pouvez compter sur des images claires et nettes qui permettent d'identifier facilement les structures anatomiques pour un large éventail d'interventions dans les services de consultation externe, les services de soins intensifs et les urgences. Pour les interventions chirurgicales, l'aScope 5 Cysto HD est également entièrement compatible avec l'Ambu® aBox™ 2.

Utilisez le tableau de la page suivante pour savoir comment l'aScope 5 Cysto HD peut répondre au mieux à vos besoins actuels.


VOUS SOUHAITEZ EN SAVOIR PLUS ET ESSAYER L'Ambu® aScope™ 5 Cysto HD ?

Contactez-nous pour plus de détails ou pour organiser un essai : ambu@ambu.com

Ou utilisez le guide de la page suivante pour découvrir comment l'aScope 5 Cysto HD répond à vos besoins médicaux

aScope 5 Cysto HD

COMMENT LA SOLUTION RÉPOND À VOS BESOINS CLINIQUES

aScope 4 Cysto	BESOINS DE VOTRE LIEU DE TRAVAIL	aScope 5 Cysto HD
 	APPLICATION IDÉALE Une solution rentable pour les consultations internes, les urgences et les consultations externes Qualité d'image supérieure pour le bloc opératoire, incluant l'algorithme d'amélioration du contraste rouge avancé (ARC)	 
  	PROCÉDURES Cystoscopies thérapeutiques (par ex. : retrait de sonde urétérale, traitement des calculs vésicaux et biopsies) Cystoscopies diagnostiques (par ex. : cystoscopies de suivi) Cystoscopies complexes (par ex. : traitement à l'aide d'outils HF ou laser)	  
 	COMPATIBILITÉ DE L'ÉCRAN Ambu® aView™ 2 Advance Ambu® aBox™ 2	 
 	POSITIONNEMENT DE L'ÉCRAN Placez-le sur une surface plane à l'aide du support intégré ou monté sur une tige à soluté S'insère parfaitement dans la tour de votre bloc opératoire	 
 	RÉGLAGE DE L'ÉCRAN Faites pivoter à 180 degrés pour vous connecter dans la meilleure position pour la situation clinique donnée Multidirectionnel : peut être pivoté, relevé ou abaissé pour répondre à vos besoins de visualisation pendant la procédure	 
 	DOCUMENTATION VIA L'ÉCRAN Le moniteur Ambu se connecte via DICOM et PACS pour vous permettre le transfert en toute transparence des données d'imagerie de vos patients Se connecte directement à votre système de dossiers médicaux électroniques pour permettre l'accès aux données d'imagerie des dossiers médicaux électroniques de l'hôpital	 

DES SOLUTIONS INNOVANTES

Ambu s'appuie sur plus d'une décennie de savoir-faire en endoscopie à usage unique pour vous fournir une solution fiable, stérile et abordable. Nous avons lancé le tout premier bronchoscope flexible à usage unique en 2009. En 2020, plus de 6 000 hôpitaux dans le monde utilisaient plus d'un million de nos endoscopes à usage unique.

La plus grande équipe de R&D en matière de dispositifs à usage unique au monde

Ambu compte des centaines d'ingénieurs dans cinq centres d'innovation à travers le monde, dont trois se concentrent exclusivement sur les solutions endoscopiques. Ils collaborent avec des spécialistes médicaux et du personnel médical dans nos installations de production avancées. Notre approche modulaire, notre infrastructure et notre vaste expérience nous permettent de développer une technologie à usage unique de haute qualité dans tous les domaines cliniques et de la mettre en œuvre efficacement.

Entièrement axées sur l'endoscopie à usage unique

20 % de notre chiffre d'affaires en matière de dispositifs à usage unique sont réinjectés dans l'innovation produit, et au cours des trois prochaines années, nous envisageons de lancer des dizaines d'endoscopes à usage unique dans divers domaines cliniques dont l'urologie. Avec un partenaire expérimenté et fiable, vous pouvez standardiser votre solution d'endoscopie à usage unique dans plusieurs spécialités cliniques.

**Pour toute information complémentaire,
rendez-vous sur [ambu.com/urology](https://www.ambu.com/urology)**

Ambu A/S
Baltorpbakken 13
2750 Ballerup
Danemark
Tél. : +45 7225 2000
[ambu.com](https://www.ambu.com)